



BROSUR DAN KATALOG ALAT KESEHATAN

HORIZON MEDICA

MEDICAL EQUIPMENT SALES | MAINTENANCE | SERVICE



Kirana Two Tower, level 10-A q, Jakarta Utara 

081329692333 

admin@horizonmedica.com 

horizonmedica.com 

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Sekilas Perusahaan	2
Aspek Legalitas	2
Bed	3
Cabinet	5
Gynaecology	6
Hospital Facility	7
Mortuary	8
Baby Care	9
Operation Kamar	10
Stretcher	11
Support	11
Trolley	14
Radiology	16
Ambulance	18

Sekilas Perusahaan

Horizon Medica adalah suatu Merk Dagang dari PT. HORIZON MULTI TEKNIENDO yang berdiri pada tahun 2019, berawal dari sebuah asosiasi teknisi dari beberapa perusahaan yang memutuskan untuk merger dan membangun perusahaan secara mandiri.

Aspek Legalitas

Demi menunjang operasional, PT. HORIZON MULTI TEKNIENDO juga telah melengkapi aspek legalitas perusahaan seperti:

- Pendirian Perusahaan oleh Hari Rahmating Fajar
- Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU-0066683.AH.01.01.TAHUN 2019
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan Terbatas dengan nomor 9120212202975
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Nomor Pokok Wajib Perusahaan
- Surat Domisili Perusahaan
- Ijin Gangguan / HO

Bed

Ranjang Sederhana



HF-B001

Dimensi : 204x90x60cm
Konstruksi : Plat Baja
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Karet Kaki/Dop

Ranjang Tanpa Engkol



HF-B002

Dimensi : 206x90x60cm
Konstruksi : Plat Baja
Head Rest : Pipa 1 1/4"
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5" (2 Rem + 2 Polos)

Ranjang 1 Engkol



HF-B003

Dimensi : 206x90x60cm
Konstruksi : Plat Baja
Head Rest : Pipa 1 1/4"
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5" (2 Rem + 2 Polos)
Back Raise : Adjust by Crank

Ranjang 1 Engkol (ABS Head & Foot Panel) + Side Rail



HF-B004

Dimensi : 211x90x60cm
Konstruksi : Plat, Pipa
Head & Foot Rest : ABS
Finishing : Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5", Tiang Infus s/s
Back Raise : Adjust by Crank

Ranjang 2 Engkol (Back Raise & Knee Raise)

Dimensi : 208x90x60cm
Konstruksi : Plat, Pipa
Head/Foot Rest : Pipa 1 1/4"
Plywood 18mm Varnish
Finishing : Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5" (2 Rem + 2 Polos)
Back Raise : Adjust by Crank
Knee Raise : Adjust by Crank



HF-B005

Ranjang 2 Engkol (ABS Head & Foot Panel) + Side Rail

Dimensi : 211x90x60cm
Konstruksi : Plat, Pipa
Head & Foot Rest : ABS
Side Rail : Aluminium
Finishing : Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5", Tiang Infus s/s
Back Raise : Adjust by Crank
Knee Raise : Adjust by Crank



HF-B006

Ranjang 2 Engkol (Back Raise & Hi-Low)



HF-B007

Dimensi : 208x90x60/80cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa, As MS
Head/Foot Rest : Pipa S/S 1 1/4"
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5"
Back Raise : Adjust by Crank
Hi-Low : Adjust by Crank

Ranjang 2 Engkol (Back Raise & Hi-Low) ABS H&F Panel + Side Rail



HF-B008

Dimensi : 207x90x50/70cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa, As MS
Head/Foot Rest : ABS
Side Rail : Aluminium
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5", Tiang Infus S/S
Back Raise : Adjust by Crank
Hi-Low : Adjust by Crank

Bed

Ranjang 3 Engkol



Dimensi : 208x90x58/72cm
 Konstruksi : Plat MS, Pipa, As MS
 Head/Foot Rest : Pipa S/S 1 1/4"
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Roda 5" (2 Rem + 2 Polos)
 Back Raise : Adjust by Crank
 Knee Raise : Adjust by Crank
 Hi-Low : Adjust by Crank

HF-B009

Ranjang 3 Engkol (ABS Head& Foot Panel) + Side Rail



Dimensi : 216x90x54/70cm
 Konstruksi : Plat MS, Pipa, As MS
 Head & Foot Rest : ABS
 Side Rail : Alumunium
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Roda 5", Tiang Infus s/s
 Back Raise : Adjust by Crank
 Hi-Low : Adjust by Crank
 Foot Raise : Adjust by Crank

HF-B010

ICU Bed Electric + Side Rail Kupu-kupu (4 Motor)



Dimensi : 221x90x60cm
 Konstruksi : Plat Baja, Pipa Baja
 Head & Foot Rest : ABS
 Side Rail : Alumunium
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Roda 4"
 Side Guard : ABS Panel
 Back Raise, Knee Raise, Hi-Low, Tender Lenbrung
 Adjustable Electrical Motor

HF-B011

Ranjang Electric (Hi-Low Knee Raise & Back Raise)



Dimensi : 221x90x60cm
 Konstruksi : Plat Baja, Pipa Baja
 Head & Foot Rest : ABS
 Side Rail : Alumunium
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Roda 4"
 Back Raise, Knee Raise, Hi-Low, Tender Lenbrung
 Adjustable Electrical Motor

HF-B012

Meja Periksa S/S / PC + Foot Step S/S / PC Bulat



PC HF-B013

Dimensi : 186x65x75cm
 Konstruksi : Plat MS, Pipa, As MS
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Matras Busa Lapis Vinyl

S/S HF-B014

Dimensi : 186x65x75cm
 Konstruksi : Plat S/S, Pipa, As S/S
 Finishing : Polishing
 Aksesoris : Matras Busa Lapis Vinyl

Matras Busa Super 10 cm + Cover Vinyl



HF-B015

Dimensi : 200x90x10cm
 Matrass : Busa Super, Lapis Vinyl
 Untuk Tempat Tidur Standart dan 1 Engkol

Matras Busa Super 10 cm Lipat + Cover Vinyl



Dimensi : 200x90x10cm
 Matrass : Busa Super, Lapis Vinyl
 Untuk Tempat Tidur Standart dan 1 Engkol

HF-B016

Ranjang 1 Engkol ABS ABS Head & Foot Panel + Side Rail



Dimensi : 211x90x63cm
 Konstruksi : Plat MS, Pipa, As MS
 Head & Foot Rest : ABS
 Side Rail : Alumunium
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Roda 5", dengan Rem
 Back Raise : Adjust by Crank
 Optional : Tiang Infus S/S
 Matras Latex 10cm

HF-B017

Bed

Ranjang 2 Engkol ABS ABS Head & Foot Panel + Side Rail

Dimensi	: 213x95x63cm
Konstruksi	: Plat MS, Pipa, As MS
Head & Foot Rest	: ABS
Side Rail	: Aluminium
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: Roda 5", dengan Rem
Back Raise	: Adjust by Crank
Knee Raise	: Adjust by Crank
Optional	: Tiang Infus S/S Matras Latex 10cm



HF-B018

Ranjang 2 Engkol ABS (B/R & Hi-Low) ABS H&F Panel + Side Rail

Dimensi	: 208x90x60/80cm
Konstruksi	: Plat MS, Pipa, As MS
Head/Foot Rest	: Pipa S/S 1 1/4"
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: Roda 5"
Back Raise	: Adjust by Crank
Hi-Low	: Adjust by Crank



HF-B019

Ranjang 3 Engkol (ABS Head & Foot Panel) + Side Rail



HF-B020

Dimensi	: 207x90x50/70cm
Konstruksi	: Plat MS, Pipa, As MS
Head/Foot Rest	: ABS
Side Rail	: Aluminium
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: Roda 5", Tiang Infus S/S
Back Raise	: Adjust by Crank
Hi-Low	: Adjust by Crank

Ranjang Electric ABS Hi-Low Knee Raise & Back Raise



HF-B021

Dimensi	: 208x90x58/72cm
Konstruksi	: Plat MS, Pipa, As MS
Head/Foot Rest	: Pipa S/S 1 1/4"
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: Roda 5" (2 Rem + 2 Polos)
Back Raise	: Adjust by Motor
Knee Raise	: Adjust by Motor
Hi-Low	: Adjust by Motor

Meja Periksa S/S / PC + Foot Step S/S / PC Kotak



PC HF-B022

Dimensi	: 186x65x75cm
Konstruksi	: Plat MS, Pipa, As MS
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: Matras Busa Lapis Vinyl

S/S HF-B023

Dimensi	: 186x65x75cm
Konstruksi	: Plat S/S, Pipa, As S/S
Finishing	: Polishing
Aksesoris	: Matras Busa Lapis Vinyl

Cabinet

Meja Periksa Advance S/S / PC + Foot Step S/S / PC

PC HF-B024

Dimensi	: 186x65x75cm
Konstruksi	: Plat MS, Pipa, As MS
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: Matras Busa Lapis Vinyl

S/S HF-B025

Dimensi	: 186x65x75cm
Konstruksi	: Plat S/S, Pipa, As S/S
Finishing	: Polishing
Aksesoris	: Matras Busa Lapis Vinyl



Lemari 1 Instrument Pintu S/S / PC

PC HF-C001

Dimensi	: 71x40x170cm
Konstruksi	: Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: 3 Shelf Glasses (Adjustable High)

S/S HF-C002

Dimensi	: 71x40x170cm
Konstruksi	: Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing	: Polishing
Aksesoris	: 3 Shelf Glasses (Adjustable High)



Lemari Instrument 2 Pintu S/S / PC

PC HF-C003

Dimensi	: 90x40x170 cm
Konstruksi	: Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: 3 Shelf Glasses (Adjustable High)

S/S HF-C004

Dimensi	: 90x40x170 cm
Konstruksi	: Plat S/S, Kaca 5 mm
Finishing	: Polishing
Aksesoris	: 3 Shelf Glasses (Adjustable High)



Lemari Obat 1 Pintu S/S / PC

PC GCF-C005

Dimensi	: 71x40x170cm
Konstruksi	: Plat S/S, Kaca 5 mm
Finishing	: Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris	: 2 Shelf Glasses (Adjustable High)

S/S GCF-C006

Dimensi	: 71x40x170cm
Konstruksi	: Plat S/S, Kaca 5 mm
Finishing	: Polished
Aksesoris	: 2 Shelf Glasses (Adjustable High)



Cabinet

Lemari Obat 2 Pintu S/S / PC



PC

HF-C007

Dimensi : 71x40x170cm
Konstruksi : Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : 3 Shelf Glasses (Adjustable High)

S/S

HF-C008

Dimensi : 71x40x170 cm
Konstruksi : Plat S/S, Kaca 5 mm
Finishing : Polished
Aksesoris : 2 Shelf Glasses (Adjustable High)

Locker 6 Pintu



HF-C009

Dimensi : 81x40x180cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Kunci Pintu & Ventilasi

Locker 12 Pintu



HF-C010

Dimensi : 121x40x180cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Kunci Pintu & Ventilasi

Bed Side Cabinet S/S / PC

PC

HF-C011

Dimensi : 46x40x95cm
Konstruksi : Plat MS
Top Cover : Fiberglass
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 2 ", Gantungan Handuk

S/S

HF-C012

Dimensi : 46x40x95cm
Konstruksi : Plat S/S
Top Cover : Fiberglass
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 2 ", Gantungan Handuk



Bed Side Cabinet S/S / PC + Laci Makan

PC

HF-C013

Dimensi : 46x40x95cm
Konstruksi : Plat MS
Top Cover : Fiberglass
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 2 ", Gantungan Handuk + Laci Makan

S/S

HF-C014

Dimensi : 46x40x95cm
Konstruksi : Plat SS
Top Cover : Fiberglass
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 2 ", Gantungan Handuk + Laci Makan



Lemari Alkon

HF-C015

Dimensi : 95x45x160cm
Konstruksi : Body Plat SS 1mm
Bingkai : Stainless dan akrilik transparan 5mm
2-4 shelves glassess (Adjustable High)
3 Engsel pintu dari besi
Thermometer suhu



Gynaecology

Gynaecolog Examination Table PC + Foot Step PC

Dimensi : 91x40x170cm
Konstruksi : Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : 2 Shelf Glasses (Adjustable High)



HF-G001

Gynaecolog Table PC S/S + Foot Step PC

Dimensi : 188x65x75cm
Konstruksi : Plat SS, Pipa SS, As MS
Finishing : Polished
Aksesoris : 2 Penyangga Kaki Waskom
Matras Busa Lapis Vinyl
Posisi Punggung/Kepala dapat diatur



HF-G002

Gynaecology

Verlos/Delivery Bed PC + Foot Step PC

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

: 188x65x75cm
: Plat MS, Pipa MS, As MS
: Cat Epoxy Powder Coating
: 2 Penyangga Kaki
Waskom
Matras Busa Lapis Vinyl
Posisi Punggung/Kepala dapat diatur



HF-G003

Verlos/Delivery Bed S/S + Foot Step S/S

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

: 188x65x75cm
: Plat SS, Pipa SS, As MS
: Polished
: 2 Penyangga Kaki
Waskom
Matras Busa Lapis Vinyl
Posisi Punggung/Kepala dapat diatur



HF-G004

Gynaecolog Chair PC



HF-G005

Dimensi
Matrass
Finishing
Aksesoris

: 170x65x90 cm
: Busa Semi Latex Lapis Vinyl 6cm
: Cat Epoxy Powder Coating
: Leg support, holder the basin, stand infus

Gynaecolog Chair S/S



HF-G006

Dimensi
Matrass
Finishing
Aksesoris

: 170x65x90 cm
: Busa Semi Latex Lapis Vinyl 6cm
: Polished
: Leg support, holder the basin, stand infus

Hospital Facility

Incinerator 0,01 M3 (Portable)



HF-HF01

Kapasitas Pembakaran : 0.01M3/Jam
Dimensi Ruang Bakar : 22x22x50 cm
Bahan Bakar : Gas Elpiji
Burner Pembakaran Utama : 1 Buah
Blower/Kapasitas : 1 buah
Konsumsi Listrik : 380 Watt
Input Voltage : 220 V/1 phase/50Hz/1.8A
Control Panel/Timer : Automatic / 0-120 Menit
Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk32
Castable CAJ13
Ceramic Fiber SMD280
Pelat MS 3 mm
4" x 10 m
Berat Total : 105 Kg
Dimensi Luar : 47x32x67cm

Incinerator 0,3 M3 (1 Burner)



HF-HF02

Kapasitas Pembakaran : 0.3M3/Jam
Dimensi Ruang Bakar : 62.5x74x77.5 cm
Bahan Bakar : Minyak Tanah/Solar
Burner Pembakaran Utama : 1 Buah
Blower/Kapasitas : 1 buah/2.5"
Konsumsi Listrik : 650 Watt
Input Voltage : 220 V/1 phase/50Hz
Control Panel/Timer : Automatic / 0-120 Menit
Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk32
Castable CAJ13
Ceramic Fiber SMD280
Pelat MS 3 mm
25 cm x 4 m
Berat Total : 1200 Kg
Dimensi Luar : 122x96x112cm
Kapasitas Tangki BBM : 60 Liter
Pompa Air : 20-40 Liter/Menit
Debit Air : 40 Liter/Menit

Incinerator 0,1 M3 (1 Burner)



HF-HF03

Kapasitas Pembakaran : 0.3M3/Jam
Dimensi Ruang Bakar : 51.5x36x70 cm
Bahan Bakar : Minyak Tanah/Solar
Burner Pembakaran Utama : 1 Buah
Blower/Kapasitas : 1 buah/2.5"
Konsumsi Listrik : 650 Watt
Input Voltage : 220 V/1 phase/50Hz
Control Panel/Timer : Automatic / 0-120 Menit
Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk32
Castable CAJ13
Ceramic Fiber SMD280
Pelat MS 3 mm
25 cm x 4 m
Berat Total : 850 Kg
Dimensi Luar : 100x56x96cm
Kapasitas Tangki BBM : 60 Liter
Pompa Air : 20-40 Liter/Menit
Debit Air : 40 Liter/Menit

Incinerator 0,5 M3 (2 Burner)



HF-HF04

Kapasitas Pembakaran : 0.5M3/Jam
Dimensi Ruang Bakar : 110x70x70 cm
Bahan Bakar : Minyak Tanah/Solar
Burner Pembakaran Utama : 2 Buah
Blower/Kapasitas : 1 buah/2.5", 1 buah/3"
Konsumsi Listrik : 900 Watt
Input Voltage : 220 V/1 phase/50Hz
Control Panel/Timer : Automatic / 0-120 Menit
Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk32
Castable CAJ13
Ceramic Fiber D54
Pelat MS 3 mm
25 cm x 10 m
Berat Total : 1750 Kg
Dimensi Luar : 150x110x125 cm
Kapasitas Tangki BBM : 200 Liter

Hospital Facility

Incinerator 1 M3 (2 Burner)



Kapasitas Pembakaran : 1M3/Jam
 Dimensi Ruang Bakar : 110x70x70 cm
 Bahan Bakar : Minyak Tanah/Solar
 Burner Pembakaran Utama : 2 Buah
 Blower/Kapasitas : 1 buah/2.5", 1 buah/3"
 Konsumsi Listrik : 900 Watt
 Input Voltage : 220 V/1 phase/50Hz
 Control Panel/Timer : Automatic / 0-120 Menit
 Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk32
 Bata Isolasi C1
 Castable CAJ13
 Ceramic Fiber D64
 Pelat MS 3 mm
 25 cm x 10 m
 1750 Kg
 Dimensi Luar : 150x110x125 cm
 Kapasitas Tangki BBM : 200 Liter

HF-HF05

Incinerator 1 M3 (3 Burner)



Kapasitas Pembakaran : 1M3/Jam
 Dimensi Ruang Bakar : 155x70x100 cm
 Bahan Bakar : Minyak Tanah/Solar
 Burner Pembakaran Utama : 2 Buah
 Blower/Kapasitas : 1 buah/2.5", 1 buah/3"
 Konsumsi Listrik : 1350 Watt
 Input Voltage : 220 V/1 phase/50Hz
 Control Panel/Timer : Automatic / 0-120 Menit
 Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk32
 Bata Isolasi C1
 Castable CAJ13
 Ceramic Fiber D64
 Pelat MS 3 mm
 25 cm x 10 m
 2350 Kg
 Dimensi Luar : 225x120x160 cm
 Kapasitas Tangki BBM : 200 Liter

HF-HF06

Incinerator 2 M3 (3 Burner)

Kapasitas Pembakaran : 2M3/Jam
 Dimensi Luar Chamber I : 204 x P 230 cm
 Dimensi Luar Chamber II : 101 x P 230 cm
 Burner Chamber I : 2 Unit
 Burner Chamber II : 1 Unit
 Konstruksi Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk34
 Bata Isolasi C1
 Castable CAJ 16
 Ceramic Fiber D128
 Pelat MS 4 mm
 Solar/Minyak Tanah : 200 Liter
 2000 Watt
 220V/1 Phase/ 50 Hz
 Control Panel : Semi Automatic
 Cerobong : 25 cm x 800 cm



HF-HF07

Incinerator 3 M3 (3 Burner)

Kapasitas Pembakaran : 3M3/Jam
 Dimensi Luar Chamber I : 204 x P 230 cm
 Dimensi Luar Chamber II : 101 x P 230 cm
 Tinggi Keseluruhan : 5,3 M
 Burner Chamber I : 2 Unit
 Burner Chamber II : 1 Unit
 Konstruksi Dinding Dalam : Bata Tahan Api Sk34
 Bata Isolasi C1
 Castable CAJ 16
 Ceramic Fiber D128
 Pelat MS 4 mm
 Solar : 200 Liter
 2500 Watt
 220V/1 Phase/ 50 Hz
 Control Panel : Semi Automatic
 Cerobong : 34 cm x 1200 cm
 Berat : 8500 kg



HF-HF08

Mortuary

Mortuary Table



HF-M001

Dimensi : 200x70x85 cm
 Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
 Finishing : Polished
 Aksesoris : Pipe Drain

Mortuary Carriage



HF-M002

Dimensi : 230x70x100 cm
 Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
 Cover : Pipa MS
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Polished
 Aksesoris : Roda 5"
 Basket

Mortuary Refrigerant/Kulkas Mayat (1 Doors)



HF-M003

Dimensi : 91x240x190 cm
 Konstruksi : 1 Bodies
 1 HP Techumseh
 Finishing : Fan Coil
 Aksesoris : Density 40
 Stainless Steel 304
 220Volt/1 Phase/50 Hz
 500 Watt

Mortuary Refrigerant / Kulkas Mayat (2 Doors)



HF-M004

Dimensi : 91x240x190 cm
 Konstruksi : 2 Bodies
 1 HP Techumseh
 Finishing : Fan Coil
 Aksesoris : Density 40
 Stainless Steel 304
 220Volt/1 Phase/50 Hz
 900 Watt

Mortuary Refrigerant / Kulkas Mayat (4 Doors)

Dimensi : 180x240x190 cm
 Konstruksi : 4 Bodies
 1,5 HP Techumseh
 Finishing : Fan Coil
 Aksesoris : Density 40
 Stainless Steel 304
 220Volt/1 Phase/50 Hz
 1300 Watt



HF-M005

Mortuary Refrigerant / Kulkas Mayat (6Doors)

Dimensi : 270x240x190 cm
 Konstruksi : 6 Bodies
 2,5 HP Techumseh
 Finishing : Fan Coil
 Aksesoris : Density 40
 Stainless Steel 304
 220Volt/1 Phase/50 Hz
 900 Watt



HF-M006

Baby Care

Box Baby S/S / PC



PC

Dimensi : 70x45x70cm
 Konstruksi : Pipe MS, Acrylic
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Caster 2", Matras 5 cm,
 Vinyl Covered

HF-N001

S/S

Dimensi : 70x45x70cm
 Konstruksi : Pipe SS, Acrylic
 Finishing : Polishing
 Aksesoris : Caster 2", Matras 5 cm,
 Vinyl Covered

HF-N002

Incubator Standart



HF-N003

Dimensi : 50x94x131 cm
 Konstruksi : Steel Sheet, Steel Pipe, Acrylic
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Heater : Dry Heater 300 Watt
 Voltage Input : 220 V AC 50 Hz
 Power Consumption : 350 Watt
 Aksesoris : Vinyl Mattress
 Infuse Stand
 Hygrometer
 Pelembab Reservoir
 2 Acces Pintu
 1 Unit Mikro Bakteri Filter Udara

Incubator Thermostat



HF-N004

Dimensi : 65x45x120cm
 Konstruksi : Steel Sheet, Steel Pipe
 Acrylic, 5mm glass
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Heater : 3x40 Watt (Bulb Lamp)
 Aksesoris : Vinyl Mattress
 Future : Thermometer

Incubator Digital Control Standart (Couple)



GCF-N005

Dimensi : 103x55x142cm
 Konstruksi : Steel Sheet, Steel Pipe
 Acrylic
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Heater : Dry Heater
 Aksesoris : Vinyl Mattress

Incubator Transport Chart + Back Up Battery

Dimensi : 100x44x122cm
 Konstruksi : Steel Sheet, Steel Pipe
 Fiber Glass, Acrylic Polish
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Heater : Dry Heater
 Power : 12 V DC/AC
 220 Volt, 100 Watt, 50 Hz
 Aksesoris : Vinyl Mattress, Infusion
 Optional : Backup Battery, Trolley S/S or PC



HF-N006

Infant Warmer

Dimensi : 100x55x195cm
 Konstruksi : Steel Sheet, Steel Pipe
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Heater : 1x650 Watt Ceramic Infrared Heater
 Aksesoris : Vinyl Mattress, Infusion
 Optional : Skin Sensor (Probe)



HF-N007

Baby Care

Blue Light/Photo Therapy



HF-N008

Dimensi : 75x55(120-150) cm
 Konstruksi : Steel Sheet, Steel pipe, S/S pipe
 Power Consumption : AC 220 Volt, 180 Watt, 50 Hz
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Hour Meter
 Castor 3"

Meja Resuscitasi S/S / PC



PC

Dimensi
 Konstruksi
 Finishing
 Aksesoris

HF-N009

: 91x50x84 cm
 : Plat MS, Pipa MS, As MS
 : Cat Epoxy powder Coating
 : Matras Lapis Vinyl

S/S

Dimensi
 Konstruksi
 Finishing
 Aksesoris

HF-N010

: 91x50x84 cm
 : Plat S/S, Pipa S/S, As S/S
 : Polished
 : Matras Lapis Vinyl

Ranjang Anak Tanpa Engkol S/S / PC

PC

Dimensi
 Konstruksi
 Finishing
 Aksesoris

HF-N011

: 175x70x60cm
 : Pipa MS
 : Epoxy Powder Coating
 : Roda 3"

S/S

Dimensi
 Konstruksi
 Finishing
 Aksesoris

HF-N012

: 175x70x60cm
 : Pipa S/S
 : Polished
 : Roda 3"



Ranjang Anak 1 Engkol S/S / PC

PC

Dimensi
 Konstruksi
 Finishing
 Aksesoris

HF-N013

: 156x70x115 cm
 : Plat MS, Pipa MS, As MS
 : Cat Epoxy Powder Coating
 : Roda 3"

S/S

Dimensi
 Konstruksi
 Finishing
 Aksesoris

HF-N014

: 156x70x115 cm
 : Plat S/S, Pipa S/S, As S/S
 : Polished
 : Roda 3"



Operation Kamer

Scrub Station 1 Person Manual/Matic

Dimensi : 65x64x94 cm
 Konstruksi : Stainless Steel Sheet
 UV Lamp : 2x1x10 Watt
 Water Filter : 2x1x1 Micron
 2x1x0,2 Micron
 Power Consumption : 220 V / 50 Hz
 Finishing : Polished
 Aksesoris : 1 pieces Faucet (Kran)
 1 pieces Ball Eye Lamp



HF-OK01

Scrub Station 2 Person Manual/Matic

Dimensi : 135x64x94 cm
 Konstruksi : Stainless Steel Sheet
 UV Lamp : 4x1x10 Watt
 Water Filter : 4x1x1 Micron
 4x1x0,2 Micron
 Power Consumption : 220 V / 50 Hz
 Finishing : Polished
 Aksesoris : 2 pieces Faucet (Kran)
 2 pieces Ball Eye Lamp



HF-OK02

Scrub Station 3 Person Manual/Matic

Dimensi : 195x64x94 cm
 Konstruksi : Stainless Steel Sheet
 UV Lamp : 6x1x10 Watt
 Water Filter : 6x1x1 Micron
 6x1x0,2 Micron
 Power Consumption : 220 V / 50 Hz
 Finishing : Polished
 Aksesoris : 3 pieces Faucet (Kran)
 3 pieces Ball Eye Lamp



HF-OK03

Electric Operating Table



Dimensi Luar : 192x60x60 cm (LOW)
 192x60x80 cm (HIGH)
 Konstruksi : Mild Steel Pipa 30x60 mm
 Motor : Actuator 4 Unit
 Beban Max Motor : 300 kg
 Gas Spring : 1 bh (450N), 2 bh (20KN)
 Input Voltage : 220 Volt
 Pengoperasian : Hand Set
 Konsumsi Listrik : 400 Watt
 Motor Adjustment : HI-Low, Trendelenburg, Tilt Left/Right
 GS Adjustment : Head Rest, Back Rest, Foot Rest
 Aksesoris : Tiang Infus, Cover Tray
 Body : Hairline S/S 1.2 mm
 Berat Total : 250 kg

HF-OK04

Operation Kamer

Meja Operasi Manual



HF-OK05

Dimensi : 201x67x79-99 cm
Konstruksi : Pipa Baja Kotak
Mattress : Busa Lapis Vinyl
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Tiang Infus
Up & Down by hydraulic (Adjustable High)

Stretcher

Brancar Sederhana S/S / PC



PC

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

HF-SC01

: 200 cm x 60 cm x 88 cm
: Plat MS, Pipe MS
: Cat Epoxy Powder Coating
: 4 buah (2 dengan pengunci + 2 tanpa pengunci) ukuran 5"

S/S

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

HF-SC02

: 200 cm x 60 cm x 88 cm
: Plat SS, Pipe SS
: Cat Epoxy Powder Coating
: 4 buah (2 dengan pengunci + 2 tanpa pengunci) ukuran 5"

Brancar Standart S/S / PC



PC

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

HF-SC03

: 200 cm x 60 cm x 88 cm
: Plat SS, Pipe SS
: Cat Epoxy Powder Coating
: 4 buah (2 dengan pengunci + 2 tanpa pengunci) ukuran 5"

S/S

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

HF-SC04

: 190x55x80 cm
: Pipa S/S, Aluminium
: Polished
: Roda 4"
: Infusion Stand
: Matras Lapis Vinyl

Brancar Komplit S/S / PC



PC

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

HF-SC05

: 200x65x80 cm
: Pipa S/S, Pipa MS, As MS
: Cat Epoxy Powder Coating
: Roda 5"
: Tiang Infus, Matras Lapis Vinyl
: Tempat Tabung Oksigen

S/S

Dimensi
Konstruksi
Finishing
Aksesoris

HF-SC06

: 200x65x80 cm
: Pipa S/S, Pipa S/S, As S/S
: Polished
: Roda 5"
: Tiang Infus, Matras Lapis Vinyl
: Tempat Tabung Oksigen

Brancar Ambulance S/S



Dimensi : 180x80x65cm
Konstruksi : Plat SS, Pipe SS
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 4"
Infusion Stand
Matras Lapis Vinyl

HF-SC07

Brancar Multipurpose S/S



Dimensi : 200x60x80 cm
Konstruksi : Pipa S/S, As S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Matras Lapis Vinyl
Roda 5"
Optional : Rail for Ambulance Car

HF-SC08

Brancar Hi-Low



Dimensi : 200x65x80cm
Konstruksi : Pipa SS, Pipa MS, As MS
Side Rail : Stainless
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Polished
Aksesoris : Matras Lapis Vinyl
Tiang Infus
Tempat Tabung Oksigen
Keranjang, Roda 5"

HF-SC09

Support

Over Bed Table



HF-SR01

Dimensi : 60x42x80-120 cm
Konstruksi : Pipa SS
Table : Plywood Lapis Formika
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 2"

Mayo Stand S/S / PC



PC

Dimensi : 40x60x80-120 cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa S/S. Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Polishing
Aksesoris : Roda 2"

HF-SR02

S/S

Dimensi : 40x60x80-120 cm
Konstruksi : Plat SS, Pipa S/S. Pipa SS
Finishing : Polishing
Aksesoris : Roda 2"

HF-SR03

Kursi Stool



Dimensi : 40x40x45 cm
Konstruksi : Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : 2" Castor Vinyl Cover

HF-SR04

Stand Waskom S/S Double K.5+Waskom



Dimensi : 78x42x78cm
Konstruksi : Pipa SS, Kaki 5 Plastik
Finishing : Polishing
Aksesoris : Boel S/S 360 mm
Gantungan Handuk
Castor 2"

HF-SR05

Stand Waskom S/S Single K.5+Waskom



Dimensi : 60x63x82cm
Konstruksi : Pipa SS, Kaki 5 Plastik
Finishing : Polishing
Aksesoris : Boel S/S 360 mm
Gantungan Handuk
Castor 2"

HF-SR06

Stand Waskom S/S Double K.4 + Waskom



Dimensi : 95x40x80 cm
Konstruksi : Pipa S/S
Finishing : Polishing
Aksesoris : Roda 2"
Waskom S/S 36 cm

HF-SR07

Stand Waskom S/S Single K.4 + Waskom



Dimensi : 57x40x80 cm
Konstruksi : Pipa S/S
Finishing : Polishing
Aksesoris : Roda 2"
Waskom S/S 36 cm

HF-SR08

Stand Waskom PC Double Ekonomi+Waskom



Dimensi : 78x40x85cm
Konstruksi : Pipa MS, As MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 2"
Waskom S/S 36 cm

HF-SR09

Stand Waskom PC Single Ekonomi+Waskom



Dimensi : 37x37x80 cm
Konstruksi : Pipa Ms, As MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 2"
Waskom S/S 36 cm

HF-SR10

U.V Mobile Sterilizator Stainless Steel

Dimensi : 45x45x120
 Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S 1.2 mm
 Finishing : Polished
 Aksesoris : 2' Castor, Automatic Timer, Ballast Electric 2x36 watt TL UV 4x30 Watt.

**HF-SR11****U.V Mobile Sterilizator with Remote Control**

Dimensi : 45x45x120
 Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S 1.2 mm
 Finishing : Polished
 Aksesoris : 2' Castor, Automatic Timer, Ballast Electric 2x36 watt TL UV 4x30 Watt. Remote Control

**HF-SR12****Tiang Infus K.5 S/S / PC****PC**

Dimensi : 50x108-185 (Adjustable)
 Konstruksi : Pipa S/S, As S/S, Kaki S/S
 Finishing : Polishing
 Aksesoris : Roda 2"

HF-SR13**S/S**

Dimensi : 50x108-185 (Adjustable)
 Konstruksi : Pipa S/S, As S/S, Kaki S/S
 Finishing : Polishing
 Aksesoris : Roda 2"

HF-SR14**Tiang Infus K.5 S/S + Pemberat**

Dimensi : 50x108-185 (Adjustable)
 Konstruksi : Pipa S/S, As S/S, Kaki S/S
 Finishing : Polishing
 Aksesoris : Roda 2"

**HF-SR15****Lampu Tindakan Standart**

Dimensi : 60x60x150 cm
 Konstruksi : Steel Hollow 1.2 mm
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Standart Lamp

**HF-SR16****Lampu Tindakan Halogen**

Dimensi : 60x60x150 cm
 Konstruksi : Steel Hollow 1.2 mm
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Halogen Lamp

**HF-SR17****Bed Screen Double S/S / PC****PC**

Dimensi : 180x50x175
 Konstruksi : Pipa M 1.2 mm with Linen
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Castor 2"

HF-SR18**S/S**

Dimensi : 180x50x175
 Konstruksi : Pipa S/S 1.2 mm with Linen
 Finishing : Polished
 Aksesoris : Castor 2"

HF-SR20**Bed Screen Triple S/S / PC****PC**

Dimensi : 270x50x175 cm
 Konstruksi : Pipa MS 1.2 mm with Linen
 Finishing : Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Castor 2"

HF-SR19**S/S**

Dimensi : 270x50x175 cm
 Konstruksi : Pipa S/S 1.2 mm with Linen
 Finishing : Polished
 Aksesoris : Castor 2"

HF-SR21

Urinal Carriage S/S

Dimensi : 91x40x170cm
Konstruksi : Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : 2 Shelf Glasses (Adjustable High)



HF-SR22

Foot Step S/S / PC

PC

Dimensi : 50x40x35 cm
Konstruksi : Steel Hollow 1.2 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Foot Step Lapis Vinyl

HF-SR23

Dimensi : 50x40x35 cm
Konstruksi : Steel Hollow 1.2 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Foot Step Lapis Vinyl

S/S

Dimensi : 50x40x35 cm
Konstruksi : Pipa S/S, Plywood
Finishing : Polished
Aksesoris : Foot Step Lapis Vinyl

HF-SR24

Dimensi : 50x40x35 cm
Konstruksi : Pipa S/S, Plywood
Finishing : Polished
Aksesoris : Foot Step Lapis Vinyl



Trolley

Instrument Trolley Kaca S/S / PC



PC

Dimensi : 60x40x80 cm
Konstruksi : Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : 2" Castor

HF-TR01

S/S

Dimensi : 60x40x80 cm
Konstruksi : Plat S/S, Kaca 5 mm
Finishing : Polished
Aksesoris : 2" Castor

HF-TR02

Instrument Trolley Bulat S/S Tanpa Laci



HF-TR03

Dimensi : 75x100 cm
Konstruksi : Pipa S/S, Kain Linen
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 2"

Instrument Trolley Siku S/S Tanpa Laci

Dimensi : 40x60x80
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Tray, Caster 2"



HF-TR04

Instrument Trolley S/S + Laci 1

Dimensi : 40x60x80
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Tray, Caster 2"



HF-TR05

Trolley Oksigen 6 M3

Dimensi : 87x45x107 cm (6m3)
Konstruksi : Plat MS, As MS, Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 8" & Roda 5"



HF-TR06

Medicine Trolley 26 Laci S/S



HF-TR07

Dimensi : 100x50x80
Konstruksi : Plat SS, Pipa SS
Finishing : Polishing
Aksesoris : Roda 3"

Trolley

Medicine Trolley 24 Laci S/S / PC



PC

Dimensi : 93x40x91
Konstruksi : Plat MS, Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 3"

HF-TR08

S/S

Dimensi : 93x40x91
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 3"

HF-TR09

Dressing Trolley S/S



Dimensi : 45x91x85 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 3", 2 Laci
Dudukan Waskom 32 cm
Dudukan Warmer

HF-TR10

Loundry Trolley Kotak PC

Dimensi : 100x60x75
Konstruksi : Plat MS, Pipa MS, Wiremesh
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 5"



HF-TR11

Loundry Trolley Bulat S/S + Linen

Dimensi : 108x62x108 cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa SS
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 5"
Kain Linen



HF-TR12

Linen Trolley Bulat S/S / PC



PC

Dimensi : 80x80 cm
Konstruksi : Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Roda 3"
Kain Linen

HF-TR13

S/S

Dimensi : 60x80 cm
Konstruksi : Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 3"
Kain Linen

HF-TR14

Food Trolley 3 Rak S/S



Dimensi : 113x60x85 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 3"

HF-TR15

Food Trolley S/S 7 Baki (1 Pintu) + Tray S/S

Dimensi : 80x56x130 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 3"
Optional : Plastic/SS/Wood Tray



HF-TR16

Food Trolley S/S 7 Baki (1 Pintu) + Tray S/S + Heater

Dimensi : 80x56x130 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Heater, Roda 3"
Optional : Plastic/SS/Wood Tray



HF-TR17

Trolley

Food Trolley S/S 14 Baki (2 Pintu) + Tray S/S

Dimensi : 80x56x130 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 3"
Optional : Plastic/SS/Wood Tray



HF-TR18

Food Trolley S/S 14 Baki (2 Pintu) + Tray S/S + Heater

Dimensi : 80x56x130 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Heater, Roda 3"
Optional : Plastic/SS/Wood Tray



HF-TR19

Food Trolley S/S 20 Baki (2 Pintu) + Tray S/S

Dimensi : 80x56x130 cm
Konstruksi : Plat S/S, Pipa S/S
Finishing : Polished
Aksesoris : Roda 3"
Optional : Plastic/SS/Wood Tray



HF-TR20

Food Trolley S/S 20 Baki (2 Pintu) + Tray S/S + Heater

Dimensi : 80x55x130 cm
Konstruksi : Plat MS, Kaca 5 mm
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Heater, Roda 5"



HF-TR21

Emergency Trolley Deluxe

Dimensi : 52x42x120 cm
Konstruksi : Steel plate, Steel Hollow
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : 3" Castor, Infusion Stand, Oxygen Bracket, Electric Connector



HF-TR22

Emergency Trolley S/S

Dimensi : 52x42x120 cm
Konstruksi : Stainless Steel Hollow, Pipe Plate 1,2mm
Finishing : Polished
Aksesoris : 3" Castor, Infusion Stand, Oxygen Bracket, Electric Connector



HF-TR23

Emergency Trolley PC

Dimensi : 52x42x120 cm
Konstruksi : Steel plate, Steel Hollow
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : 3" Castor, Infusion Stand, Oxygen Bracket, Electric Connector



HF-TR24

Radiology

Meja Rontgen PC

Dimensi : 200x70x70 cm
Konstruksi : Plat MS, Pipa MS
Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
Aksesoris : Try Film With Sliding



HF-X001

Stand Holder



HF-X002

Dimensi : 60x45x184 cm
 Konstruksi : Pipa MS
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Film Tray Position (Adjustable)
 Base Plate Lapis Vinyl

Film Dryer PC



HF-X003

Dimensi : 80x60x60 cm
 Konstruksi : Steel Sheet, MS Steel Pipe
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Dryer : Dry Heater + Fan
 Power Consumption: 220 Volt/300 Watt/50 Hz
 Aksesoris : Adjustable Film Position
 Time Swich
 Thermometer
 Removeable Side Panel
 Castor 2"
 Tray S/S

Film Dryer S/S

Dimensi : 80x60x60 cm
 Konstruksi : Steel Sheet, S/S Steel Pipe
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Dryer : Dry Heater + Fan
 Power Consumption: 220 Volt/300 Watt/50 Hz
 Aksesoris : Adjustable Film Position
 Time Swich
 Thermometer
 Removeable Side Panel
 Castor 2"
 Tray S/S



HF-X004

X-Ray Barrier / Tabir

Dimensi : 120x50x180 cm
 Konstruksi : Steel Hollow,
 Plywood Melaminto
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : 4" Castor
 Optional : Plat PB



HF-X005

Viewer Single

Dimensi : 70x8x50 cm
 Konstruksi : Steel Plate
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Manual Switch, Triple TL
 Ring 1x36 Watts, Electronic Ballasts, 1x40
 Watts, Acrylic White Transparant



HF-X006

Viewer Double



HF-X007

Dimensi : 70x8x50 cm
 Konstruksi : Steel Plate
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Manual Switch, Triple TL
 Ring 2x36 Watts, Electronic Ballasts, 2x40
 Watts, Acrylic White Transparant

Viewer Triple



HF-X008

Dimensi : 100x8x50 cm
 Konstruksi : Steel Plate
 Finishing : Cat Epoxy Powder Coating
 Aksesoris : Manual Switch, Triple TL
 Ring 3x36 Watts, Electronic Ballasts, 3x40
 Watts, Acrylic White Transparant

Viewer 4 Lampu



HF-X009

Dimensi : 150x8x50 cm
 Konstruksi : Alumunium list, Plate Cover,
 Dot Matrix Square, Acrylic
 Finishing : Polished
 Aksesoris : LED with plat 10 watt/12volt
 Adapter charger 12 volt 5 A, Power Consumption
 6-10 watt.

Ambulance

SPESIFIKASI AMBULANCE Tipe DELUXE

- Lampu Rotary Light Bar Oval LTF 200, am-6003
- Sirine Multi Suara lengkap dengan Mic
- Tempat duduk perawat dilengkapi dengan Box Peralatan
- Landasan tandu dilengkapi dengan tempat Scoop Stretcher
- Tabung pemadam kebakaran kapasitas 1kg
- Lampu sorot belakang model Spot Light
- 2 buah lampu operasi model geser
- Modifikasi lantai dari plywood dilapis dengan vinyl antibakteri
- Logo dan tulisan standar dari bahan sticker 3M
- Kaca film 60%-80%
- Lemari peralatan dengan Finishing Acrylic
- Gantungan infuse model geser terbuat dari bahan Stainless steel
- Bumper belakang mobil dilapisi plat stainless steel
- Extra DC
- Central Oxygen BSS System, AM-3001
 - 2 tabung oksigen 1m³
 - 2 buah Regulator Standar
 - 1 set selang oksigen tekanan tinggi dengan sistem press
 - 1 set pengatur oksigen dengan kran on/off
 - 1 buah Flowmeter dan Humidifier
 - 1 buah Nasal Cannula
 - 1 buah masker oksigen
- Automatic Ambulance Stretcher Rool-In Chair Cot model AM-1003
- Konstruksi rangka alumunium alloy & Stainless steel lengkap dengan Matress & Strap



SPESIFIKASI AMBULANCE Tipe STANDARD

- Lampu Rotary Light Bar Oval LTF 2000
- Sirine Multi Suara lengkap dengan Mic
- Tempat duduk perawat dilengkapi dengan Box Peralatan
- Landasan tandu dilengkapi dengan tempat Scoop Stretcher
- Tabung pemadam kebakaran kapasitas 1kg
- Lampu sorot belakang model Spot Light
- 2 buah lampu operasi model geser
- Modifikasi lantai dari plywood dilapis dengan vinyl antibakteri
- Logo dan tulisan standar dari bahan sticker 3M
- Kaca film 60%-80%
- Lemari peralatan
- Gantungan infuse model geser terbuat dari bahan Stainless steel
- Bumper belakang mobil dilapisi plat stainless steel
- Extra DC
 - Central Oxygen BSS System
 - 2 tabung oksigen 1m³
 - 2 buah Regulator Standar
 - 1 set selang oksigen tekanan tinggi dengan sistem press
 - 1 set pengatur oksigen dengan kran on/off
 - 1 buah keluaran oksigen dengan tulisan "OXYGEN"
 - 1 set Flowmeter dan Humidifier
 - 1 buah Nasal Cannula
 - 1 buah masker oksigen
- Ambulance Stretcher Supra Cot
- Konstruksi rangka alumunium alloy & Stainless steel lengkap dengan Matress & Strap